

## Gebruiksaanwijzing Revamil® Melginate

### Product

Revamil® Melginate – Alginaat wondverband met honing  
5x5 cm / 10x10 cm verband geïmpregneerd met honing voor wondbehandeling

### Productbeschrijving

Revamil® Melginate is een calcium alginaat geïmpregneerd met zuivere honing die onder gecontroleerde omstandigheden wordt geproduceerd. Dit gecontroleerde productieproces garandeert dat Revamil® Melginate geen residuen van bestrijdingsmiddelen bevat en een reproduceerbare kwaliteit heeft. Als Revamil® Melginate op een exuderende wond wordt aangebracht, wordt door absorptie van wondvocht een gel gevormd die de wond beschermt tegen maceratie. Door de eigenschappen van de alginaat wordt in contact met wondvocht direct een onoplosbare, stevige gel gevormd. De gel dekt de wond af en handhaaft een vochtig wondmilieu. De alginaat dressing en de daaruit gevormde gel beschermen de wond tegen binnengingen van bacteriën. Doordat de gel niet aan de wond kleef en er geen residuen achterblijven in de wond wordt een eenvoudige wisseling van het wondverband bevorderd.

### Wijze van toepassing

- Indien nodig de wond op de gebruikelijke manier reinigen.
- Open de buitenverpakking van de pouch.
- Drag disposable handschoenen bij het hanteren van het alginaatverband.
- Neem het verband uit de transparante verpakking.
- Spread het alginaatverband uit over de wond.
- Revamil® Melginate met een geschikt non-occlusief secundair wondverband afdekken en fixeren.
- In geval van hoog exuderende wonden, verwissel het verband elke 24 uur.
- Bij licht tot matig exuderende wonden, verwissel het verband elke drie dagen of vaker als het verband zijn maximale absorptiecapaciteit heeft bereikt.
- Indien een deel van de wond niet aan de wond kleef, kan het verband met steriel water of een zoutoplossing bevochtigd worden voor verwijdering.
- Verwijder Revamil® Melginate voorzichtig van de wond, en gooi het weg.

### Indicatie

Revamil® Melginate is bedoeld voor de behandeling van verschillende type exuderende wonden, inclusief decubitus wonden, verschillende type ulcera, geïnfecteerde wonden, operatieve wonden, oncologische wonden als gevolg van bestraling en 1e en 2e graad brandwonden.

### Contra indicaties

- Gebruik dit product niet indien bekend is dat de patiënt allergisch of overgevoelig is voor honing. Een allergische reactie of overgevoeligheid kan roodheid, irritatie en mogelijk lichte pijn van de huid of wond veroorzaken.
- Niet op een droge wond gebruiken. Het gebruik van Revamil® Melginate op een droge wond kan leiden tot een minder goede werking van het product en tragere wondgenezing.
- Mochten zich na gebruik onverwachte bijwerkingen voordoen, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant. Bijwerkingen kunnen ongemak voor de patiënt veroorzaken.

### Bijverschijnselen

In de eerste minuten na het aanbrengen kan het product een licht prikkend gevoel veroorzaken. Het prikkende gevoel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage pH-waarde en de hoge osmolariteit van de honing. Het is niet van invloed op de werking van het product.

### Voorzorgsmaatregelen

- Indien er honing uit de binnenverpakking lekt, mag het product niet worden gebruikt. Door lekkage kan het product verontreinigd raken met bacteriën, wat kan leiden tot wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Niet gebruiken indien de verpakking (het zakje) niet goed afgesloten is. Een niet goed afgesloten verpakking kan leiden tot een minder goede werking van het verband met meer steriel is, en zo resulteren in wondinfectie. Vanwege de sterk antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Dit product niet langer dan 30 dagen achtereen aanbrengen. Behandeling gedurende meer dan 30 dagen achtereen kan leiden tot ongemak voor de patiënt, zoals irritatie en/of lichte pijn.
- Verband dat al is gebruikt, mag niet opnieuw worden gebruikt. Het opnieuw gebruiken van verband kan leiden tot een minder goede werking van de honing, verontreiniging van het product en verontreiniging van infectie van de wond.
- Een geopende verpakking niet opnieuw steriliseren. Het opnieuw steriliseren van een geopende verpakking kan leiden tot een minder goede werking van de honing, verontreiniging van het product en verontreiniging van infectie van de wond.
- Gebruik het product niet na de ultieme gebruiksdatum. Dit kan namelijk leiden tot een minder goede werking van het product en ongemak voor de patiënt.

### Bewaarcondities

Bewaren bij 10 - 30 °C.

## Patient Information Leaflet Revamil® Melginate

### The Product

Revamil® Melginate – Alginate dressing with honey  
5x5 cm / 10x10 cm honey-impregnated alginate sheet for the treatment of wounds

### Product description

Revamil® Melginate is a calcium alginate sheet impregnated with pure honey that has been produced under controlled conditions. The carefully controlled production process guarantees that Revamil® Melginate with honey does not contain any traces of pesticides and that the same quality can be reproduced consistently. When Revamil® Melginate is applied on exuding wounds a gel is formed by absorption of wound fluid which protects the wound against maceration. Due to the properties of the alginate applied, i.e. the alginate is fast gelling, non-dispersible and has a high wet integrity, the alginate gel covers the wound and maintains a moist wound environment. The alginate sheet impregnated with honey, before and after gelling, protects the wound against bacterial ingress. The gel facilitates easy dressing change because it does not stick to wound and no residues remain in the wound after removal.

### Instructions for use

- When required first clean the wound in the conventional way.
- Open the outer packaging of the pouch.
- Wear disposable gloves when handling the alginate sheet.
- Remove the dressing from the transparent blister.
- Apply dressing to wound surface.
- Cover and secure Revamil® Melginate dressing with an appropriate non-occlusive secondary dressing.
- In case of high exudate level change the dressing every 24 hours.
- In case of moderate exudate level change the dressing every 3 days or earlier when the dressing has reached its absorbance capacity.
- If part of the alginate dressing adheres to the wound, moisten the dressing with sterile water or normal saline solution.
- Gently discard the alginate dressing from the wound and discard.

### Indications

Revamil® Melginate impregnated with honey is intended for the management of different types of exuding wounds, including bed sores, different kinds of ulcers, infected wounds, surgery and radiation induced oncological wounds, minor (1st- and 2nd degree) burns.

### Contra indications

- Do not use the product if the patient is known to be allergic or hypersensitive to honey. An allergic reaction or hypersensitivity can cause redness, irritation and possibly minor pain in the skin or wound.
- Do not use on a dry wound. Using Revamil® Melginate on a dry wound could lead to lower performance of the product and slower wound healing.
- In the event of unexpected side effects after use, contact your doctor or the manufacturer. Side effects can cause inconvenience to the patient.

### Side effect

During the first minutes after application, the product can cause a light stinging sensation. The stinging sensation is probably caused by the low pH and high osmolarity of the honey and has no effect on the performance of the product.

### Safety precautions

- Do not use if honey is leaking from the inner packaging. Leakage can lead to contamination of the product with bacteria and to wound infection. Because of the antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.
- Do not use if the packaging (pouch) is not tightly sealed. Packaging that is not tightly sealed can lead to non-sterility of the wound dressing and to wound infection. Because of the high antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.
- Do not apply this product for more than 30 days continuously. Treatment for more than 30 days continuously could lead to inconvenience to the patient, such as irritation and/or minor pain.
- Do not reuse an already used dressing. Reuse of a dressing can lead to loss of function of the honey, contamination of the product and/or contamination or infection of the wound.
- Do not resterilize an opened packaging. Resterilization of an opened packaging can lead to loss of function of the honey, contamination of the product and/or contamination or infection of the wound.
- Do not use the product after the expiration date as this can lead to lower performance of the product and to inconvenience for the patient.

### Storage conditions

Store between 10 and 30 °C.

## Notice d'utilisation Revamil® Melginate

### Product

Pansemnt Revamil® Melginate  
Compresse d'alginate 5x5 cm / 10x10 cm imprégnée de miel pour le traitement des plaies

### Description du produit

Le pansement Revamil® Melginate se compose d'une compresse d'alginate de calcium imprégnée de miel pur, produit dans des conditions contrôlées. Le processus de production contrôlé avec soin garantit que le miel contenu dans la compresse Revamil® Melginate est exempt de résidus de pesticides et que sa qualité est constante et reproductible. Si la compresse Revamil® Melginate est appliquée sur des plaies exsudatives, l'alginate forme un gel, par l'absorption de la sérosité de la plaie, prélevant ainsi la plaie de la macération. Grâce à ses propriétés spécifiques, cet alginate se gélifie rapidement : le gel ne se dissout pas et ne se déforme pas en milieu humide. Le gel d'alginate couvre la plaie et entretient ainsi un environnement humide de cicatrisation. La compresse d'alginate imprégnée de miel protège la plaie de l'intrusion de bactéries, avant et après la gélification. Le gel facilite le changement du pansement, car il n'adhère pas à la plaie et ne laisse pas de résidus dans la plaie.

### Instructions d'utilisation

- Si nécessaire, nettoyer la plaie de façon habituelle.
- Ouvrir le conditionnement extérieur.
- Porter des gants jetables lors de la manipulation de la compresse d'alginate.
- Retirer la compresse du blister transparent.
- Appliquer la compresse sur la plaie.
- Couvrir et fixer la compresse Revamil® Melginate avec un pansement secondaire approprié, non occlusif.
- Si la plaie est fortement exsudative, changer la compresse toutes les 24 heures.
- Si la plaie est modérément exsudative, changer la compresse tous les 3 jours, ou plus tôt, si elle a atteint sa capacité d'absorption.
- Si la compresse d'alginate adhère partiellement à la plaie, humidifier la compresse avec une solution saline physiologique.
- Détacher délicatement la compresse d'alginate de la plaie et la jeter.

### Indications

La compresse Revamil® Melginate imprégnée de miel est destinée au traitement de divers types de plaies exsudatives, dont les escarres, les différents types d'ulcères, les plaies infectées, les lésions oncologiques chirurgicales et radio-induites, ainsi que les brûlures du 1er et 2e degrés.

### Contre-indications

- Ne pas utiliser le produit si le patient est allergique ou hypersensible au miel. Une réaction allergique ou d'hypersensibilité peut entraîner des rougeurs, une irritation et éventuellement une légère douleur de la peau ou de la plaie.
- Ne pas utiliser sur une plaie sèche. L'utilisation de Revamil® Melginate sur une plaie sèche peut entraîner une moindre efficacité du produit et une cicatrisation moins rapide de la plaie.
- En cas d'effets secondaires attendus après utilisation, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant. Les effets secondaires peuvent occasionner des désagréments pour le patient.

### Effets secondaires

Pendant les premières minutes suivant l'application, le produit peut entraîner une légère sensation de picotement. Celle-ci est probablement due au faible pH et à la haute osmolarité du miel et n'a aucun effet sur l'efficacité du produit.

### Précautions particulières

- Ne pas utiliser si le miel s'écoule du conditionnement intérieur. Une fuite peut entraîner une contamination du produit avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser si le conditionnement (sachet) n'est pas hermétiquement scellé. Si le conditionnement n'est pas hermétiquement scellé, il est possible que le pansement ne soit pas stérile et cela peut entraîner une infection de la plaie. En raison de la haute protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser ce produit plus de 30 jours de suite. Le traitement pendant plus de 30 jours de suite pourrait entraîner des désagréments pour le patient, comme une irritation et/ou une légère douleur.
- Ne pas réutiliser un pansement déjà utilisé. La réutilisation d'un pansement peut entraîner une perte d'efficacité du miel, une contamination du produit et une contamination ou une infection de la plaie.
- Ne pas restériliser un conditionnement ouvert. La restérilisation d'un conditionnement ouvert peut entraîner une perte d'efficacité du miel, une contamination du produit et une contamination ou une infection de la plaie.
- Ne pas utiliser le produit après expiration de la date car cela peut entraîner une moindre efficacité du produit et des désagréments pour le patient.

### Conditions de conservation

Conservé entre 10 et 30 °C.

## Gebruiksaanwijzing Revamil® Melginate

### Product

Revamil® Melginate  
Honingimprägnierte Alginaat-Auflage (5x5 cm / 10x10 cm) zur Wundversorgung

### Productbeschreibung

Revamil® Melginate ist eine Calcium-Alginate-Auflage, die mit reinem, unter kontrollierten Bedingungen erzeugtem Honig imprägniert ist. Durch den sorgfältig kontrollierten Produktionsprozess ist gewährleistet, dass der in Revamil® Melginate enthaltene Honig frei von Pestizid-Rückständen ist und eine konstante, reproduzierbare Qualität aufweist. Wenn Revamil® Melginate auf exudierende Wunden aufgelegt wird, bildet sich durch die Aufnahme von Wundflüssigkeit ein Gel, das die Wunde vor einem Aufweichen schützt. Eine spezifische Eigenschaft des verwendeten Alginats liegt in der besonders schnellen Gelbildung, wobei das Gel sich nicht löst und unter feuchten Bedingungen seine Form behält. Das Alginategel bedeckt die Wunde und sorgt so für ein feuchtes Wundmilieu. Die mit Honig imprägnierte Alginaat-Auflage schützt vor und nach der Gelbildung vor dem Eindringen von Bakterien. Das Gel erleichtert den Verbandwechsel, weil es nicht mit der Wunde verklebt und keine Gerüchsrückstände in der Wunde zurückbleiben.

### Gebruiksaanwijzing

- Reinigen Sie die Wunde erforderlichenfalls erst wie üblich.
- Öffnen Sie die Außenverpackung.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt Einweg-Handschuhe.
- Entnehmen Sie die Wundauflage aus dem Klarsichtblister.
- Legen Sie die Wundauflage auf die Wundoberfläche.
- Bedecken und fixieren Sie die Revamil® Melginate-Wundauflage mit einer geeigneten, nicht okklusiven sekundären Wundauflage.
- Bei starker Exsudatbildung muss die Wundauflage alle 24 Stunden gewechselt werden.
- Bei mittelstarker Exsudatbildung wechseln Sie die Wundauflage alle 3 Tage, bzw. früher, wenn die Absorptionsfähigkeit der Auflage erreicht ist.
- Falls ein Teil der Alginaat-Wundauflage an der Wunde klebt, feuchten Sie die Auflage mit sterilem Wasser oder einer physiologischen Salzlösung an.
- Nehmen Sie die Alginaatauflage vorsichtig von der Wunde ab und versorgen Sie sie.

### Indikationen

Die honigimprägnierte Revamil® Melginate-Wundauflage ist bestimmt für die Versorgung von verschiedenen Typen von exudierenden Wunden, wie u. a. Wunden aufgrund von Durchliegen, verschiedene Ulzera-Typen, infizierte Wunden, chirurgische und bestrahlungsinduzierte oncologische Wunden sowie Brandwunden 1. und 2. Grades.

### Kontraindikationen

- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn der Patient gegen Honig allergisch oder überempfindlich ist. Eine allergische Reaktion oder Überempfindlichkeit kann zu Rötungen oder Reizungen der Haut oder Wunde und möglicherweise zu leichter Schmerzempfindung führen.
- Das Produkt darf nicht auf trockenen Wunden verwendet werden. Die Verwendung von Revamil® Melginate auf trockenen Wunden kann zu verringerter Wirksamkeit des Produkts und Verzögerung der Wundheilung führen.
- Bei unerwarteten Nebenwirkungen nach der Anwendung nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder mit dem Hersteller auf. Nebenwirkungen können für den Patienten unangenehm sein.

### Nebenwirkungen

In den ersten Minuten nach dem Auftragen kann das Produkt ein leicht stechendes Gefühl hervorrufen. Dieses stechende Gefühl wird wahrscheinlich von dem niedrigen pH-Wert und der hohen osmotischen Konzentration des Honigs hervorgerufen und wirkt sich nicht auf die Wirksamkeit des Produkts aus.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Honig aus der Innenverpackung austritt. Undichtigkeiten können zu einer bakteriellen Verunreinigung des Produkts und zu Wundinfektionen führen. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung (Beutel) nicht dicht verschlossen ist. Wenn eine Verpackung nicht dicht verschlossen ist, kann dies zu Unsterilität der Wundauflage und zu Wundinfektionen führen. Aufgrund der starken antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Das Produkt darf auf keinen Fall länger als 30 Tage ununterbrochen verwendet werden. Bei einer ununterbrochenen Behandlung von mehr als 30 Tagen können für den Patienten unangenehme Begleiterscheinungen wie Reizungen und/oder leichte Schmerzempfindung auftreten.
- Benutzte Wundauflagen dürfen auf keinen Fall erneut verwendet werden. Bei einer Wiederverwendung besteht die Gefahr, dass der Honig seine Wirkung verliert, das Produkt kontaminiert und die Wunde kontaminiert oder infiziert wird.
- Geöffnete Verpackungen dürfen auf keinen Fall neu sterilisiert werden. Bei Neusterilisierung einer geöffneten Verpackung besteht die Gefahr, dass der Honig seine Wirkung verliert, das Produkt kontaminiert und die Wunde kontaminiert oder infiziert wird.
- Das Produkt darf auf keinen Fall nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwendet werden, da dies zu verringerter Wirksamkeit des Produkts und unangenehmen Begleiterscheinungen für den Patienten führen kann.

### Lagerbedingungen

Lagern zwischen 10 und 30 °C.

## Foglioletto illustrativo Revamil® Melginate

### Prodotto

Medicazione Revamil® Melginate  
Compresa in fibra di alginato impregnata di miele in formato 5x5 cm / 10x10 cm per il trattamento delle ferite

### Descrizione del preparato

La medicazione Revamil® Melginate a base di alginato di calcio si compone di compresse impregnate di miele puro, prodotto in condizioni controllate. Il processo di produzione attentamente monitorato assicura l'assenza di qualsiasi residuo di pesticidi nel miele usato in Revamil® Melginate e la possibilità di riprodurre in modo consistente le caratteristiche di qualità.

L'alginato utilizzato nelle compresse di Revamil® Melginate viene a contatto con i fluidi corporei e le secrezioni della ferita e li assorbe, trasformandosi in un gel che protegge dalla macerazione l'area lesa. Grazie alle proprietà dell'alginato, il prodotto ha una gelificazione molto rapida e conserva consistenza ed integrità funzionale anche in condizioni umide. Il gel di alginato ricopre l'area lesa mantenendo idratato l'ambiente della ferita.

Una compresse di alginato impregnata di miele protegge la ferita dalle infiltrazioni batteriche prima e dopo la gelificazione. Il gel facilita il cambiamento della medicazione perché non aderisce e non lascia residui all'interno della ferita dopo la rimozione della compresse.

### Istruzioni per l'uso e modalità applicative

- Se necessario pulire in precedenza la ferita come di consueto.
- Aprire l'imballaggio esterno della confezione.
- Indossare guanti usa e getta nel maneggiare la compresse di alginato.
- Estrarre la medicazione dal blister trasparente.
- Applicare la medicazione posizionandola sulla ferita.
- Coprire e fissare la compresse di Revamil® Melginate con una appropriata medicazione secondaria non occlusiva.
- In caso di elevata produzione di essudato cambiare la medicazione ogni 24 ore.
- In caso di essudato non eccessivo cambiare la medicazione ogni 3 giorni o con maggiore frequenza se la medicazione raggiunge rapidamente la sua capacità di assorbimento.
- Se la compresse di alginato aderisce parzialmente al letto della ferita, inumidire la medicazione con acqua sterile o soluzione fisiologica per agevolare il distacco.
- Rimuovere delicatamente la medicazione di alginato dalla ferita ed eliminarla.

### Indicazioni

La medicazione Revamil® Melginate impregnata di miele può essere usata per il trattamento di ferite esudative di qualsiasi tipo, incluse piaghe da decubito, diversi tipi di ulcere, ferite infette, ferite post-operatorie e lesioni indotte da radiazioni nei trattamenti oncologici e ustioni minori (di 1° e 2° grado).

### Controindicazioni

- Non usare il prodotto se il paziente ha un'allergia o ipersensibilità nota al miele. Una reazione allergica o ipersensibilità possono provocare rossore, irritazione e, possibilmente, lieve dolore della pelle o della ferita.
- Non applicare su una ferita asciutta. L'uso di Revamil® Melginate su una ferita asciutta potrebbe compromettere l'efficacia del prodotto e rallentare la guarigione della ferita stessa.
- In caso di effetti collaterali imprevisti dopo l'uso, rivolgersi al proprio medico o al produttore. Gli effetti collaterali possono provocare disagio al paziente.

### Effetti collaterali

Durante i primi minuti dopo l'applicazione, il prodotto può provocare una leggera sensazione di bruciore. La sensazione di bruciore è probabilmente causata dal basso pH e dall'elevata osmolarità del miele e non ha alcun effetto sull'efficacia del prodotto.

### Precauzioni per l'uso

- Non usare in caso di fuoriuscita del miele dalla confezione interna. La fuoriuscita del miele può portare alla contaminazione del prodotto con batteri e all'infezione della ferita. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Non usare in caso di fuoriuscita del miele dalla confezione interna. La fuoriuscita del miele può portare alla contaminazione del prodotto con batteri e all'infezione della ferita. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Non applicare questo prodotto ininterrottamente per più di 30 giorni. Il trattamento ininterrotto per più di 30 giorni può portare a disagio per il paziente, come irritazione e/o leggero dolore.
- Non riutilizzare una medicazione già usata. Il riutilizzo di una medicazione può portare alla perdita di efficacia del miele, alla contaminazione del prodotto e alla contaminazione o infezione della ferita.
- Non sterilizzare una confezione aperta. La sterilizzazione di una confezione aperta può portare alla perdita di efficacia del miele, alla contaminazione del prodotto e alla contaminazione o infezione della ferita.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza perché questo può compromettere l'efficacia del prodotto e provocare disagio al paziente.

### Modalità di conservazione

Conservare ad una temperatura compresa fra i 10 e i 30 °C.

## Brugsanvisning - Revamil® Melginate sårbandage

### Produktet

Revamil® Melginate  
5x5 cm / 10x10 cm honning-imprægneret alginat sårbandage til behandling af sår

### Produktbeskrivelse

Revamil® Melginate er en calciumalginat sårbandage, imprægneret med ren honning, som er blevet fremstillet under kontrollerede forhold. Den omhyggeligt kontrollerede proces sikrer at Revamil® Melginate med honning ikke indeholder rester af pesticider og, at kvaliteten er konstant og kan reproducere. Når Revamil® Melginate bruges til eksuderende sår, dannes der en gel ved absorption af sårsvæske, som beskytter såret mod maceration. Takket være egenskaberne ved den anvendte alginat, er det hurtigt gelende, gelen opløses ikke og er formast i et vådt miljø. Alginatgelen dækker såret og opretholder et fugtigt miljø. Alginat sårbandagen med honning, for og efter gelering, beskytter såret mod indtrængende bakterier. Sårbandagen sørger for, at det er nemt at skifte forbinding, fordi den ikke klæber til såret, og der bliver ingen rester siddende i såret, når den tages.

### Brugsanvisning

- Om nødvendigt renses såret på den almindelige måde.
- Åbn den yderste emballage.
- Brug engangshandsker ved håndtering af sårbandagen.
- Tag bandagen ud af den transparente blisterpakning.
- Læg den på såret.
- Afdek og fikser Revamil® Melginate bandagen med en egnet, ikke-okklusiv ekstra forbinding.
- Er såret meget eksuderende, skiftes bandagen hver dag.
- Er såret moderat eksuderende, skiftes forbindingen hver 3. dag eller oftere, hvis bandagen ikke kan absorbere mere væske.
- Hvis dele af bandagen klæber til såret, fugtes bandagen med sterilt vand eller en almindelig saltopløsning.
- Tag forsigtigt bandagen af såret og smid den væk.

### Indikationer

Honing-imprægneret Revamil® Melginate er beregnet til behandling af forskellige typer eksuderende sår, herunder liggesår, forskellige typer ulcus, inficerede sår, operationssår og strålingsfremkaldte, oncologiske sår, mindre (1. og 2. grads) brandsår.

### Kontraindikationer

- Produktet må ikke bruges, hvis patienten er allergisk eller overfølsom over for honning. En allergisk reaktion eller overfølsomhed kan resultere i rødmen, irritation og eventuelt mindre smerte i huden eller såret.
- Må ikke bruges på et tørt sår. Brug af Revamil® Melginate på et tørt sår kan resultere i, at produktet ikke virker så godt og i langsommere sårheling.
- I tilfælde af uventede bivirkninger efter behandling, kontaktes læge eller fabrikant. Bivirkninger kan føre til, at patienten oplever ubehag.

### Bivirkninger

De første minutter efter påføring, kan produktet forårsage en let sviende følelse. Den sviende følelse forårsages sandsynligvis af honningens lave pH-værdi og høje osmolaritet og påvirker ikke produktets virkning.

